

Uterusmanipulator

**Uterusmanipulator**

**Artikelnummern**

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| HY500-100 | HY500-110 | HY500-120 |
| HY500-121 | HY500-122 | HY500-123 |
| HY500-124 | HY500-125 |           |

**Sicherheit und Verantwortung**

Bevor Sie das Instrument benutzen

- Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanleitung.
- Bewahren Sie diese für späteren Gebrauch an einer gut sichtbaren Stelle auf.

RUDOLF MEDICAL übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder durch unsachgemäße Aufbereitung und Pflege. In diesen Fällen erlischt der Garantieanspruch.

**Indikation**

Das Instrument ist für den Einsatz in der Gynäkologie vorgesehen und wird vaginal eingeführt. Es dient dem Positionieren des Uterus für den nachfolgenden Eingriff.

**Rx only**

Nur von qualifiziertem Fachpersonal zu benutzen.

**Kontraindikation**

Das Instrument ist nicht für die Anwendung am zentralen Nerven- und Kreislaufsystem vorgesehen.

**Infektionsgefahr**

- Vor dem Gebrauch aufbereiten.
- Instrument vor Rücksendung an den Hersteller aufbereiten.


**Verletzungsgefahr**

- Nur original Zubehör oder kompatibles Fremdzubehör verwenden.
- Beschädigte Instrumente nicht verwenden und nicht reparieren.

**Lieferumfang**

- Nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden prüfen.
- Bei Beanstandungen Hersteller kontaktieren.
- Bei Bestellung des Sets werden sechs Adapter mitgeliefert. Diese unterscheiden sich in Durchmesser, Länge und Ausführung.

- 1 4-Kant Stange
- 2 Adapter
- 3 Adapterverriegelung
- 4 Konus
- 5 Spülrohr
- 6 Griff
- 7 Griffstück
- 8 LL-Anschluss
- 9 Gegenhalter
- 10 Klemmschraube
- 11 Schieber



**Produktbeschreibung**

Ein Adapter am schwenkbaren Konus ermöglicht es, die Gebärmutter für den Eingriff zu positionieren. Über einen Griff kann dieser Konus auf und ab bewegt werden.

Adapter mit Lochperforation ermöglichen zusätzlich das Saugen und Spülen während des Eingriffs.

**Technische Daten**

**Lager- und Transportbedingungen**


| Bezeichnung          | Wert          |
|----------------------|---------------|
| Temperatur           | -30°C – +40°C |
| Relative Luftfeuchte | ≤90 %         |
| Luftdruck            | 700–1200 hPa  |

Produktlebensdauer  
≤1000 Zyklen und ≤2 Jahre


**Instrument zusammenbauen und zerlegen**

**Instrument zusammenbauen**

- Die Größe des Adapters wird unmittelbar vor der OP bestimmt.
- O-Ring auf das Ende des Spülrohrs aufsetzen.
- Spülrohr in den Konus einsetzen und hochklappen.




- Nacheinander lange Feder, Schieber und Griff auf die 4-Kant Stange schieben.
- Bohrung in der 4-Kant Stange und Bohrung im Griff übereinanderlegen.
- Schraube des Griffs einsetzen und festschrauben.
- Kurze Feder über die 4-Kant Stange schieben und soweit gegen den Griff drücken, bis die 4-Kant Stange in die Führung des Griffstücks passt.




- Klemmschraube in das Griffstück einsetzen und mit Gegenhalter verschrauben.

**Instrument zerlegen**


- Adapterverriegelung öffnen und Adapter entnehmen.




- Klemmschraube lösen und Gegenhalter herausdrücken.




- Schraube am Griff lösen.



- Feder gegen den Griff drücken und 4-Kant Stange hochklappen.



- Federn, Griff und Schieber entnehmen.



- O-Ring am Ende des Spülrohrs entfernen.

**Anwenden**

**WARNUNG**

Infektionsgefahr durch unsterile Instrumente.

- Instrument vor dem Gebrauch aufbereiten.
- Adapter mit gewünschter Länge in den Konus einsetzen.
- Wenn erforderlich, LL-Anschluss mit Saug-/Spüleinheit verbinden.

**WARNUNG**

Verletzungsgefahr durch angewinkelten Gewindekonus.

- Beim Einführen in den Muttermund Gewindekonus nicht anwinkeln.
- Instrument in den Muttermund einführen.
- Klemmschraube etwas lösen.
- Adapter kann hin und her geschwenkt werden.
- Adapter mit Hilfe des Griffs in gewünschte Position bringen.
- Gebärmutter positionieren.
- Hakenzange einführen.
- Schieber zum Daumenteil der Hakenzange schieben und Daumenteil einhängen.
- Eingriff durchführen.

**Aufbereiten**

- Das Instrument muss vor der Aufbereitung zerlegt werden.

Siehe Kapitel „Instrument zerlegen“.

**Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen**

**Hinweise**

**zur Pflege, Wartung und Reinigung DOK#0301!**

**Lagern**

**Ausführliche Informationen zu Lagerung und Pflege finden Sie in der separaten Aufbereitungsanleitung DOK0462.**

**Entsorgen**

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.



Produkt nach den gültigen Krankenhausrichtlinien umweltgerecht entsorgen.

**Sicherheitshinweise und Erläuterung von Symbolen**

|                |  |
|----------------|--|
|                | Gebrauchsanweisung beachten                        |
| <b>REF</b>     | Bestellnummer                                      |
|                | Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen                |
|                | Vor Hitze/Sonneneinstrahlung schützen.             |
|                | Unsteril   |
|                | Hersteller   |
|                | Kennzeichnet eine mögliche Gefahr für Personen     |
| <b>LOT</b>     | Lot-Nummer   |
|                | Herstelldatum                                      |
| <b>CE</b> 0297 | CE Kennzeichen mit Kennnummer der benannten Stelle |



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany  
Tel. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
sales@rudolf-med.com  
www.rudolf-med.com