


D0436 / Rév. D / DCR01770

Manipulateur utérin de Cohen



Références

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Sécurité et responsabilité

Avant d'utiliser l'appareil

- ▶ Lisez et suivez le mode d'emploi.
- ▶ Conservez ce mode d'emploi dans un endroit facilement accessible afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

RUDOLF Medical décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une préparation et d'un entretien incorrects.

Dans de tels cas, la garantie est annulée.

Indication

Cet instrument est conçu pour des applications gynécologiques et s'insère par voie vaginale. Il sert à injecter un produit de contraste et à positionner l'utérus en vue de l'intervention suivante.

Contre-indication

Cet instrument n'est pas destiné à être utilisé sur le système nerveux central et le système circulatoire.

Risque d'infection

- ▶ Préparez l'instrument avant utilisation.
- ▶ Préparez l'instrument avant de le renvoyer au fabricant.

Risque de blessure

- ▶ N'utilisez que des accessoires d'origine
- ▶ N'utilisez pas d'instruments endommagés et ne les réparez pas

Contenu de la livraison


- ▶ Après le déballage, vérifiez que toutes les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport.
- ▶ En cas de réclamation, contactez le fabricant.

↗ Pour l'adresse du fabricant, voir la dernière page.

i Si le kit est commandé, deux adaptateurs sont fournis. Les adaptateurs sont de deux tailles différentes.

Description du produit

L'utérus peut être positionné en vue de l'intervention à l'aide de l'adaptateur. De plus, la perforation sur le tube conique de l'adaptateur facilite l'instillation de produits de contraste à des fins diagnostiques. Le cône scelle le col de l'utérus.



- 1 écrou moleté
- 2 Adaptateur
- 3 Tube de l'adaptateur avec perforation
- 4 Gaine interne
- 5 Poignée
- 6 Raccord LL

Caractéristiques techniques

Conditions de stockage et de transport

- ▶ Ne transporter et ne stocker l'instrument qu'avec une protection appropriée

Durée de vie du produit


≤ 1 000 cycles et ≤ 2 ans

Montage et démontage de l'instrument


Montage de l'instrument

i La taille de l'adaptateur est choisie juste avant l'intervention, en fonction de la taille du col de l'utérus.

- ▶ Placer le ressort sur la gaine interne.




- ▶ Placer la gaine extérieure et la visser sur l'écrou moleté.




Démontage de l'instrument

- ▶ Tourner légèrement l'adaptateur et le retirer.



- ▶ Dévisser l'écrou moleté et retirer la tige externe avec le ressort.




Utilisation

AVERTISSEMENT


Risque d'infection lié à l'utilisation d'instruments non stériles.

- ▲ Préparez l'instrument avant utilisation
- ▶ Choisissez l'adaptateur en fonction de la taille du col de l'utérus.
- ▶ Mettez l'adaptateur en place et serrez-le.




- ▶ Dévisser légèrement l'écrou moleté et tourner la gaine interne dans la bonne position afin qu'elle soit alignée avec l'extrémité de l'adaptateur.

Manipulateur utérin de Cohen



- ▶ Raccorder la seringue contenant le produit de contraste au raccord LL.
- ▶ Insérez l'instrument dans l'orifice cervical.
- ▶ Positionnez l'adaptateur comme requis et positionnez l'utérus
- ▶ Insérez le ténaculum et saisissez délicatement l'utérus.



- ▶ Insérez l'orifice pour le doigt du ténaculum dans le curseur.
- ↳ L'instrument est bien en place.
- ▶ Injecter le produit de contraste à l'aide de la seringue.
- ▶ Préparez l'instrument.

Préparation

i

L'instrument doit être démonté avant la préparation.

↗ Voir la section « Démontage de l'instrument ».

↗ Vous trouverez des informations détaillées sur la préparation et l'entretien dans les directives séparées relatives à l'entretien, à la maintenance et au nettoyage DOK#301

Stockage

➤ Vous trouverez des informations détaillées sur le stockage et l'entretien dans les directives séparées « Entretien, maintenance et nettoyage » DOK#301

Élimination

Une élimination respectueuse de l'environnement permet de recycler des matières premières précieuses.



Éliminez l'appareil de manière écologique, conformément aux directives hospitalières en vigueur.

Consignes de sécurité et explication des symboles

	Suivez le mode d'emploi
REF	Référence
	Non stérile
	Fabricant
	Marquage CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Allemagne
Tél. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com