


## KASUTUSJUHE (ET) IRRIGATSIOONIKANÜÜLID ARTROSKOOPIA JAKS



RUDOLF Medical GmbH + Co KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Saksamaa  
Telefon +49 7463 9956-0  
Faks +49 7463 9956-56  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)

D0645 / Rev H / ACR00574 / 2026-03-24



### PALUN LUGEGE ENNE ÜMBERTÖÖTLEMIST JA HOIDKE OHUTUS KOHTAS

#### TOODE

Käesolevad kasutusjuhised kehtivad RUDOLF Medicali artroskoopia irrigatsioonikanyülide kohta.

Te olete saanud kvaliteetse toote, mille nõuetekohane käitlemine ja kasutamine on kirjeldatud allpool.

**Ainult professionaalseks kasutamiseks:** instrumendid on mõeldud kasutamiseks ainult professionaalsetele kasutajatele (kirurgid, operatsioonisaali õed, meditsiiniseadmete töötlemise tehnikud).

**Patsientide rühm:** patsientide rühma suhtes ei ole piiranguid. Meditsiinitöötaja võib oma äranägemise ja kogemuste põhjal otsustada, kas antud patsientide rühma puhul ületab kasu riski.



RUDOLF Medical instrumendid tarnitakse mittesteriilsetena ning neid tuleb enne esimest kasutamist ja kohe pärast iga kasutamist puhastada, desinfitseerida ja steriliseerida. Enne seda tuleb eemaldada kaitsekorgid ja transpordipakend.

#### KASUTUSOTSTARVE

Artroskoopilisi irrigatsioonikanyüle ja nende troakari piike/obturoreid kasutatakse operatsioonivälja avamiseks ja irrigatsiooniks.

#### KÕRVALTOIMED

- Valu, turse ja liigeseefusioon
- Harvadel juhtudel võivad tekkida väikesed vereklombid.
- Protseduuri käigus võib vigastada liigest ennest või selle lähedal asuvaid närve. Halvimal juhul võib see põhjustada infektsioone, sekundaarseid verejookse või närvikahjustusi.

#### KONTRAIINDIKATSIOONID

- Meditsiiniseadmed ei ole mõeldud kasutamiseks kesknärvisüsteemis ja vereringesüsteemis.
- Kohalik ja üldine põletik
- Liigete lähedal asuvad luukasvajad
- Refleksdüstroofia
- Immunosupressiivne ravi
- Hüübimishäired



#### HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Kudede läbistamine võib esineda järgmistel juhtudel:
  - Liiga väikese läbimõõduga trokaari otsikute või obturatorite kasutamine
  - Liiga lühikese troakari või obturatori kasutamine
- Ebaõige kasutamine ja ülekoormamine keeramise/kangutamise tõttu võib põhjustada murdeid ja püsivaid deformatsioone.
- Ärge kasutage metallharju ega abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada pinda, mis omakorda võib põhjustada korrosiooni.
- Enne kliinilist kasutamist peab kasutaja kontrollima instrumentide ohutut kombinatsiooni omavahel või implantaatidega.
- Kombineerige instrumente ainult originaalvarustuse osadega, mis on tööpikkuse ja läbimõõdu poolest ühilduvad.
- Olge ettevaatlik teravate otste ja löikeäärtega, kuna on olemas vigastuste oht.
- Patsientide puhul, kellel on ravimatu infektsioon, nagu CJD (Creutzfeldt-Jakobi tõbi), hepatiit, HIV, nende infektsioonide võimalikud variandid või kahtlustatavad infektsioonid, tuleb järgida kehtivaid riiklikke eeskirju meditsiiniseadmete kõrvaldamise ja töötlemise kohta.
- Ärge jätke instrumente liiga kauaks desinfektsioonivahendisse. Järgige desinfektsioonivahendi tootja juhiseid.
- Käsitsi puhastamine/desinfitseerimine ei ole nende instrumentide puhul võimalik.

## ENNE IGA KASUTAMIST: VISUAALNE JA FUNKTIONAALNE KONTROLL

Kontrollige järgmist:


- Välised kahjustused (nt deformeerunud vars, mõlgid, kriimustused, praod või teravad servad)
- Puhastusaine või desinfitseerimisvahendi jäägid
- Korrosiooni, kahjustatud pindu, murdumisi
- Vaba läbipääs töökanalites
- Õige toimimine. Funktsionaalsuskontroll näitab, kas instrument ja selle komponendid toimivad õigesti. Viige funktsionaalsuskontroll läbi enne iga kasutamist:
  - Instrument on kokku pandud ja võimaluse korral ühendatud imemis-irrigatsiooniseadmega.
  - Sobiv obturator või troakari otsik on kergesti sisestatav ega takerdu.
  - Avage sulgurventiil ja sulgege see uuesti. Irrigatsioonivedelik voolab välja irrigatsioonikanyüüli distaalsest otsast. Pärast sulgurventiili sulgemist vool katkeb.

## TOOTE KIRJELDUS

Irrigatsioonikanyül võimaldab trokari või obturatori abil juurdepääsu operatsioonikohale ja on ühendatud imemis-irrigatsiooniseadmega Luer Lock ühenduse kaudu. Lisavad augud distaalses otsas laiendavad irrigatsiooni ala.

Irrigatsioonikateeter kraaniga:

- (1) Külgmised irrigatsiooniavad
- (2) Kraani pistik
- (3) Luer Lock-ühendus
- (4) Vedruklapp



Trokaari otsik Luer Lock korgiga:



Obturaator Luer Lock korgiga:



## KASUTAMINE


Obturaatori kasutamisel tuleb enne irrigatsioonikanyüüli sisestamist teha nahalõige:

1. Sisestage trokaari otsik või obturator irrigatsioonikanyüüli.
2. Tehke lõige obturatori abil.
3. Eemaldage troakari otsik või obturator irrigatsioonikanyülist.
4. Ühendage irrigatsioonikateeter imemis-irrigatsiooniseadmega.
5. Viige protseduur läbi.
6. Eemaldage irrigatsioonikateeter operatsioonikohast.
7. Ühendage irrigatsioonikateeter imemis-irrigatsiooniseadmest lahti.
8. Töötlege instrument uuesti.

**Märkused:** instrumendid tuleb puhastamiseks ja desinfitseerimiseks lahti monteerida ning steriliseerimiseks uuesti kokku monteerida.

## IRRIGATSIOONITORU LAHTI MONTEERIMINE

Keerake lahti vedruga kork (3) ja eemaldage kraani pistik (4) kraanist.




## IRRIGATSIOONITORU KOKKUPANEK

1. Sisestage kraani pistik (4) kraani hoidikusse (2). Veenduge, et kraani pistikku juhtiv tapp (5) liigub kraani hoidiku (2) süvendis (6).
2. Keerake seejärel vedrukork (3) kraani vastasküljele kraani pistikule. Kontrollige kraani pistikupesa liikuvust.
3. Steriliseerimiseks peab sulgur olema avatud. Selleks pöörake sulguri pistikupesa kangi Luer-lukuga ühenduse ava suunas.

**Märkus:** Pärast puhastamist ja desinfitseerimist või enne steriliseerimist tuleb sulgeklapi pistikupesa niit ja koonus määrida järgmiselt:


- Keermestus: meditsiiniline valge õli
- Kraani pistik: kraanide hooldusrasv

**Märkus:** Veenduge, et hooldusvahendid on meditsiiniseadmetele heaks kiidetud.



## LOPUTUSVOOLIKU ÜHENDAMINE

1. Sulge loputusventiil (1).
2. Ühendage loputusvoolik (Luer Lock ühendus) loputuskanüüliga.
3. Nüüd viige läbi funktsionaalsuskatse. Selle juhiseid leiata jaotisest „ENNE IGA KASUTAMIST: VISUAALNE JA FUNKTIONAALNE KONTROLL”.



## KÄITLEMISE JUHEND

- Instrumentid tuleb puhastamiseks ja desinfitseerimiseks lahti monteerida ning steriliseerimiseks uuesti kokku monteerida:
  - Kraan tuleb töötlemiseks eemaldada irrigatsioonikanyulist. Vaadake eespool olevat jaotist „IRRIGATSIOONITORU LAHTI MONTEERIMINE”.
  - Trokaari ots ja obturator tuleb puhastamiseks ja desinfitseerimiseks eemaldada irrigatsioonitorust.
  - Steriliseerimiseks peab sulgurklapp olema avatud. Selleks pöörake sulgurklapi kangi Luer-lukuga ühenduse ava suunas. Vt eespool olevat jaotist „IRRIGATSIOONITORU KOOSTAMINE”.
- Puhastusvahendi valimisel võtke arvesse instrumendi materjali ja omadusi, pesu- ja desinfitseerimisvahendi tootja soovitatud puhastusvahendit vastava rakenduse jaoks ning Robert Kochi Instituudi (RKI) ja DGHM-i (Saksa Hügieeni- ja Mikrobioloogiaühing) soovitusi.
- Ärge kasutage kinnitusaineid, vaid ainult aldehüüdivabasid puhastusaineid, ega kasutage kuuma vett (> 40 °C), kuna see võib põhjustada jääkide kõvenemist ja seega halvendada puhastustulemust.

- Kasutage ainult määratud puhastusvahendeid. Kui kasutate muid puhastusvahendeid, peate need ise valideerima.
- Kasutage korrosioonikaitseainetega desinfitseerimisvahendit.
- Ärge kasutage metallharju, käsnaid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada pinda, mis omakorda võib põhjustada korrosiooni.
- Ärge jätke instrumente desinfitseerimisvahendisse liiga kauaks. Järgige desinfitseerimisvahendi tootja juhiseid.
- Järgige puhastus- ja desinfitseerimisvahendite ning kasutatavate puhastus- ja steriliseerimisvahendite kasutusjuhendeid.

## Piirangud

- Toote kasutamisega sõltub mitmest tegurist, sealhulgas:
  - kasutuskordade arv ja töötlemistsükli sagedus
  - Hoolduse, käitlemise ja hoolduse kvaliteet
  - Toote otseste märgistuste jätkuv loetavus
- Ärge kasutage kinnitusaineid ega kuuma vett (> 40 °C), kuna see võib põhjustada jääkide kõvenemist ja seega halvendada puhastamise tulemust.

## Materjali vastupidavus

Puhastus- ja desinfitseerimisvahendite valimisel veenduge, et need ei sisalda järgmisi koostisosi:

- Orgaanilised, mineraalsed ja oksüdeerivad happed (minimaalne lubatud pH-väärtus 5,5)
- Leelised / tugevad leelilahused, soovitus:
  - Neutraalne/ensümaatiline või leeliselise puhastusaine
  - Alumiiniumist või muudest leelistundlikest materjalidest valmistatud instrumentide puhul nõutav: neutraalne/ensümaatiline puhastusaine maksimaalse pH-väärtusega 8,5
  - Prionikriitilistes piirkondades kasutamiseks mõeldud toodete puhul nõutav: leeliselise puhastusaine maksimaalse pH-väärtusega 11
- Orgaanilised lahustid (nt alkohol, eetrid, ketoonid, benseenid)
- Oksüdeerijad (nt vesinikperoksiidid)
- Halogeenid (kloor, jood, broom)
- Aromaatset/halogeenitud süsivesinikud

## Esmane töötlemine kasutuskoahas

- Defektsed instrumendid tuleb nähtavalt märgistada. Enne kõrvaldamist või tagastamist tuleb need ka uuesti töödelda.
  - Instrumendid tuleb töödelda ümber 1 tunni jooksul pärast kasutamist, et vältida saaste kuivamist instrumendil.
  - Loputage instrument külma veega.
  - Eemaldage tugev saaste ühekordselt kasutatava lapiga ja külma veega. Tugevalt kinnitunud kudedele jääkide eemaldamiseks soovitatakse kasutada plastist harja.
- Märkus:** kui loputamine külma veega ei ole võimalik, mähkige instrument niiske lapiga, et vältida jääkide kuivamist.
- Töökanalid ja luumen tuleb kohe pärast kasutamist loputada vähemalt kolm korda, et vältida ummistumist.

## Transport

- Instrumendid tuleb transportida ohutult töötlemiskohta suletud mahutis/konteineris, et vältida instrumentide kahjustumist ja keskkonna saastumist.

## Ettevalmistus enne puhastamist

- Instrumendid tuleb puhastamiseks ja desinfitseerimiseks lahti monteerida ning steriliseerimiseks uuesti kokku monteerida. Vaadake eespool olevaid jaotisi „Kokku monteerimine” ja „Lahti monteerimine”.

## Käsitsi eelpuhastus

1. Loputage instrumenti voolava vee all vähemalt üks minut. Keskkonna saastumise vältimiseks loputage veepinnast allpool.
2. Instrumendid, millel on raskesti ligipääsetavad kohad, nagu luumenid, õõnsused, avad, keermestused ja pilud, tuleb loputada vähemalt kolm korda.
3. Valmistage ultraheli vann ette vastavalt ultraheli seadme ja puhastusvahendi tootja juhiste. Kasutatud puhastusvahend oli Dr. Weigerti neodisher® MediClean forte.
4. Asetage lahtivõetud instrument sobiva suurusega eelpuhastusvanni ettenähtud eksponeerimise ajaks. Ultraheli vanni ei tohi veel sisse lülitada. Instrument peab olema täielikult vee all ja ei tohi puutuda kokku teiste instrumentidega.
5. Harja põhjalikult sise- ja välispinnad pehme harjaga. Kanalisatsioonide puhastamiseks vali puhastushari, mis on veidi suurem kui vastava kanalisatsiooni siseläbimõõt. Harja varre pikkus peab olema vähemalt sama pikk kui kanalisatsioon. Veendu, et harjased ei jääks kinni kitsastesse pragudesse.
6. Liigutage liikuvad osad vähemalt kolm korda edasi-tagasi.
7. Loputage luumenit vähemalt kolm korda eksponeerimise alguses ja vähemalt kolm korda eksponeerimise lõpus. Abiained ja minimaalne maht sõltuvad loputatavatest kanalitest.
8. Aktiveerige ultraheli seade uueks kokkupuuteajaks vähemalt 5 minutiks.
9. Eemaldage instrument ultraheli vannist.
10. Loputage instrument põhjalikult veega vähemalt kolm korda vähemalt 1 minuti jooksul ja liigutage liikuvad osad loputamise ajal vähemalt kolm korda edasi-tagasi.
11. Loputage luumen vähemalt kolm korda. Abiained ja minimaalne maht sõltuvad loputatavatest kanalitest.

## Automaatne puhastamine ja desinfitseerimine

- Puhastage ja desinfitseerige instrumente ainult sobivates pesu-desinfitseerimisseadmetes (WD) ja WD-le ja kirurgilistele instrumentidele kinnitatud protseduuri/programmi abil (EN ISO 15883).
- Õõnsustega instrumendid (torud, varred, voolikud) tuleb ühendada sobiva loputusseadmega, et tagada nende õõnsuste loputamine.
- Järgige WD tootja kasutus- ja laadimisjuhiseid.
- Puhastusvahendi valimisel võtke arvesse instrumendi materjali ja omadusi, WD tootja poolt vastavaks kasutuseks soovitatud puhastusvahendeid ning Robert Kochi Instituudi (RKI) ja Saksa Hügieeni ja Mikrobioloogia Seltsi (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, DGHM) asjakohaseid soovitusi.

## Puhastusained automaatseks puhastamiseks pesumasinas ja desinfitseerijaga (WD)

Puhastusaine	Tootja
neodisher® MediClean forte	Dr. Weigert

## Automaatne puhastusprogramm termilise desinfektsiooniga WD-s

1. Asetage lahtivõetud instrument WD-sse. Veenduge, et üksikud osad ei puudutaks üksteist.
2. Ühendage õõnsustega instrumendid (torud, varred, voolikud) sobiva loputusseadmega, et tagada nende õõnsuste loputamine.
3. Käivitage programm.
4. Eemaldage instrumendid loputusseadmest ja võtke need välja.

Programm	Puhastusaine	Kestus	Temperatuur
1. Eelne loputus	Deioniseeritud vesi	3 minutit	Külm
2. Puhastamine	Deioniseeritud vesi 0,2% aluseline puhastusaine	5 minutit	50 °C
3. Loputamine	Deioniseeritud vesi	≥ 1 minut	Külm
4. Termiline desinfektsioon (1)	----	5 minutit	90 °C
5. Kuivatamine (2) (kuivatamisfaas WD-s)	----	20 minutit	maks. 93 °C

- (1) Mehaanilise termilise desinfektsiooni puhul järgige ISO 15883-1 standardis sätestatud riiklikke nõudeid A<sub>0</sub>väärtuse kohta (A<sub>0</sub>= 3000).
- (2) Vajaduse korral võib käsitsi kuivatamist teha ka kohevaba lapiga. Kuivatage instrumendi õõnsused steriilse suruõhuga.

## HOOLDUS, KONTROLL JA ÜLEVAATUS

- Pärast puhastamist ja desinfitseerimist tuleb instrumendid visuaalselt ja funktsionaalselt kontrollida. Instrumentid peavad olema makroskoopiliselt puhtad (ilma nähtavate jääkideta). Erilist tähelepanu tuleb pöörata piludele, hammasratastele, liigenditele ja muudele raskesti ligipääsetavatele kohtadele.
- Kui saastejäägid/vedelikud on endiselt nähtavad, tuleb puhastamine ja desinfitseerimine korrata.
- Enne steriliseerimist tuleb instrument kokku panna ja kontrollida selle funktsionaalsust, kulumist ja kahjustusi (praod, rooste) ning vajaduse korral asendada.
- Pärast iga puhastamist ja enne steriliseerimist tuleb liikuvad osad õlitada ja hooldada siilkoonivaba, bioloogiliselt sobiva meditsiinilise valge õliga.
- Defektsed tooted peavad olema läbinud kogu töötlemisprotsessi enne tagastamist remonti või kaebuse esitamist.
- Vaata ka käesolevate juhiste punkti „ENNE IGA KASUTAMIST: VISUAALNE JA FUNKTIONAALNE KONTROLL”.

## PAKEND

- Instrumentide standardiseeritud pakendamine steriliseerimiseks toimub vastavalt standarditele DIN EN ISO 11607 ja DIN EN 868.
- Individuaalse pakendi puhul veenduge, et pakend on piisavalt suur, et mahutada toodet ilma sulgemisõmblust pingutama või pakendit rebimata. Teravad otsad ja servad ei tohi steriliseerimispakendit läbi torkida.

## STERILISEERIMINE

- Irrigatsioonitoru tuleb steriliseerimiseks kokku panna. Vaadake jaotist „IRRIGATSIOONITORU KOKKUPANEK”.
- Sterilisaatorid on valideeritud vastavalt standarditele DIN EN 13060 ja DIN EN 285.
- Auru steriliseerimisprotsess (fraktsioneeritud vaakumprotsess vähemalt kolme vaakumetapiga) on valideeritud vastavalt standardile DIN EN ISO 17665-1. Gravitatsioonimeetodid ei soovitata.
- Järgmisi steriliseerimisviise ei tohi kasutada: kiirsteriliseerimine, kuuma õhu steriliseerimine, kiirgussteriliseerimine, formaldehüüdi või etüleenoksiidi steriliseerimine.
- Tuleb järgida steriliseerimisseadme tootja juhiseid.
- Maksimalne steriliseerimistemperatuur 134 °C (273 °F)
- Kuivamisaeag peab olema vähemalt 20 minutit.

Riik	Temperatuur	Steriliseerimisaeg
Saksamaa	134 °C (273 °F)	≥ 5 minutit
Prantsusmaa	134 °C (273 °F)	≥ 5 minutit
USA	132 °C (270 °F); kuivamisaeag min. 20 minutit	≥ 4 minutit
Muud riigid	132 °C (270 °F) / 134 °C (273 °F)	≥ 5 minutit

**Märkus:** Prionide inaktiveerimiseks vastavalt riiklikele eeskirjadele kehtivad pikemad steriliseerimisaegad (nt 18 minutit).

## SÄILITAMINE

- Säilitage steriliseeritud instrumente madala bakterite sisaldusega, kuivas, puhtas ja tolmuvabas keskkonnas toatemperatuuril kontrollitud niiskusega.
- Kaitse steriliseeritud instrumente otsese valguse eest.
- **Ärge** hoidke steriliseerimispakendit agressiivsete ainete (nt alkoholid, happed, leelised, lahustid ja desinfektsioonivahendid) läheduses.

## TEAVE ÜLEVAATAMISE VALIDEERIMISE KOHTA

Valideerimisel kasutati järgmisi tööriistu ja masinaid:

<b>Eelpuhastus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• neodisher® MediClean forte, Dr. Weigert</li><li>• Ultraheli vann</li></ul>
<b>Automaatne puhastus</b>	neodisher MediClean forte, Dr. Weigert
<b>Automaatne desinfitseerimine</b>	Termiline <b>Märkus:</b> keemilise desinfektsiooni puhul on oht, et instrumentidele jäävad desinfektsioonivahendi jäägid.
<b>Pesumasin / desinfitseerija</b>	Miele G 7836 CD
<b>Steriliseerimine</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auru steriliseerimine (niiske kuumus)</li><li>• Sterilisaator HST 6x6x6, Zirus tehnoloogia</li><li>• Fraktsioneeritud vaakumprotsess vähemalt kolme vaakumetapiga</li></ul>

## LISA

- Kui nimetatud keemilised ained ja seadmed ei ole kättesaadavad, peab kasutaja oma protsessi valideerima.

## KÄITLEMINE

- Tooted tuleb kõrvaldada vastavalt nõuetele alles pärast nende nõuetekohast puhastamist ja desinfitseerimist.
- Toote/komponentide kõrvaldamisel või ringlussevõtul tuleb järgida riiklike eeskirju ja kehtivaid haigla juhiseid.
- Olge ettevaatlik teravate otste ja lõikeääretega. Kasutage sobivaid kaitsekappe või konteinerid, et vältida kolmandate isikute vigastusi.

## REMONT JA TAGASTAMINE

- Ärge kunagi tehke remonti ise. Hooldus- ja remonditöid tohib teha ainult koolitatud ja kvalifitseeritud isikud. Kui teil on sellega seoses küsimusi, võtke ühendust RUDOLF Medicaliga või oma meditsiinitehnikasakonnaga.
- Defektsed tooted peavad olema läbinud kogu töötlemisprotsessi enne remonti või kaebuse esitamist.

## PROBLEEMID / SÜNDMUSED

- Kasutaja peab kõik RUDOLF Medicali toodetega seotud probleemid teatama vastavale turustajale.
- Toodetega seotud tõsiste juhtumite korral peab kasutaja sellest teatama tootjale RUDOLF Medicalile ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja elab.









## GARANTII

- Instrumendid on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja läbivad enne tarnimist range kvaliteedikontrolli. Kui esineb kõrvalekaldeid, võtke ühendust oma vastava turustaja või RUDOLF Medicaliga.

## KOHALDATAVAD STANDARDID JA DIREKTIIVID

- Meditsiiniseadmete taaskasutamise hügieeninõuded, seis: 10/2012, KRINKO/RKI/BfArM
- DIN EN 285: Steriliseerimine – Aurusterilisaatorid – Suured sterilisaatorid
- DIN EN ISO 11607: Lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendid
- DIN EN 13060: Meditsiinilised sterilisaatorid – Väikesed aurusterilisaatorid – Nõuded ja katsetamine
- DIN EN ISO 15223-1: Meditsiiniseadmed – Tootja poolt esitatava teabe juures kasutatavad sümbolid – Osa 1: Üldnõuded
- DIN EN ISO 15883-1: Pesu-desinfitseerijad – Osa 1: Üldnõuded, mõisted ja määratlused ning katsed
- DIN EN ISO 17664: Tervishoiutoodete töötlemine – Meditsiiniseadmete töötlemiseks meditsiiniseadmete tootja poolt esitatav teave
- DIN EN ISO 17665: Tervishoiutoodete steriliseerimine – Niiske kuumus – Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamiseks, valideerimiseks ja rutiinseks kontrolliks

## SÜMBOLID

	Vaadake kasutusjuhendit
	Partii kood
	Artikli nr
	Pakendi nr
	Mitte-steriilne
	Ettevaatus
	Tootja
	Valmistamiskuupäev
	Hoida päikesevalguse eest
	CE-märgis vastavalt meditsiiniseadmete määrusele (EL) 2017/745 (MDR) koos teavitatud asutuse identifitseerimisnumbriga
	Määrige silikoonivaba, bioloogiliselt sobiva valge õliga, mis on heaks kiidetud meditsiiniseadmete ja aurusteriliseerimise jaoks. Määrige sulgurid, keermestikud ja tihendusrõngad meditsiiniseadmetele ja aurusteriliseerimisele heakskiidetud instrumendirasvaga.
	Seadme unikaalne identifitseerimisnumber
	Meditsiiniseade