

## KASUTUSJUHE (ET) LAHTIVÕETAVAD MAKSAKÕRGENDAJAD



RUDOLF Medical GmbH + Co KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Saksamaa  
Telefon +49 7463 9956-0  
Faks +49 7463 9956-56  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)

D0669 / Rev C / ACR00486 / 2026-04-15



### PALUN LUGEGE ENNE TAASKASUTAMIST JA HOIDKE OHUTUS KOHTAS

#### TOODE

Käesolevad kasutusjuhised kehtivad RUDOLF Medicali maksa tõsteseadmete kohta. Olete saanud kvaliteetse toote, mille õige käitlemine ja kasutamine on kirjeldatud allpool.

**Ainult professionaalseks kasutamiseks:** instrumendid on mõeldud kasutamiseks ainult professionaalsetele kasutajatele (kirurgid, operatsioonisaali õed, meditsiiniseadmete töötlemise tehnikud).

**Patsientide rühm:** Patsientide rühma suhtes ei ole piiranguid. Meditsiinitöötaja võib oma äranägemise ja kogemuste põhjal otsustada, kas kasu ületab riski antud patsientide rühma puhul.



RUDOLF Medicali instrumendid tarnitakse mittesteriilsetena ja need tuleb enne esimest kasutamist ning kohe pärast iga kasutamist puhastada, desinfitseerida ja steriliseerida. Enne seda tuleb eemaldada kaitsekapslid ja transpordipakend.

#### KASUTUSOTSTARVE

Tõsteseadmed on mõeldud kudede ja organite tõstmiseks ja eemale lükkamiseks kirurgilise protseduuri ajal.

#### INDIKATSIOON

Instrumendid on mõeldud kasutamiseks minimaalselt invasiivses kirurgias, eelkõige laparoskoopias. Instrumente kasutatakse operatsioonikohas segavate struktuuride eemalhoidmiseks.

#### KONTRAIKATSIOON

Meditsiiniseadmeid ei ole ette nähtud kasutamiseks kesknärvisüsteemis ja vereringesüsteemis.



#### HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

- RUDOLF Medicali instrumendid tuleb enne esmakordset kasutamist puhastada, desinfitseerida ja steriliseerida. Enne seda tuleb eemaldada kaitsekapslid ja transpordipakend.
- Defektset instrumendit ei tohi mingil juhul kasutada.
- Enne kliinilist kasutamist peab kasutaja kontrollima instrumentide omavahelist ohutut ühilduvust.
- Kui kasutate instrumente koos HF-instrumentidega, vältige kontakti juhtivate osadega.
- Ebaõige kasutamine ja liigne koormamine keerates/võimendades võib põhjustada murdumist ja püsivat deformatsiooni. Vältige suuri käsitsi liigutusi, mis nõuavad suurt jõupingutust. Käidelge instrumenti äärmiselt ettevaatlikult.
- Patsientide puhul, kellel on ravimatud nakkused, nagu CJD (Creutzfeldt-Jakobi tõbi), hepatiit, HIV, nende nakkuste võimalikud variandid või nakkuse kahtlus, tuleb järgida meditsiiniseadmete kõrvaldamise ja töötlemise kohta kehtivaid riiklikke eeskirju.

#### ENNE IGA KASUTAMIST: VISUAALNE JA FUNKTIONAALNE KONTROLL

Kontrollige järgmist:

- Välised kahjustused (nt deformeerunud vars, mõlgid, kriimustused, praod või teravad servad)
- Õige toimimine
- Puhastus- või desinfektsioonivahendi jäägid
- Töökanalite takistusteta läbipääs




Pärast iga puhastamist ja enne steriliseerimist tuleb liikuvad osad määrada ja hooldada silikoonivaba, bioloogiliselt sobiva meditsiinilise valge õliga.

## TOOTE KIRJELDUS MAKSAELEVAATORITE SÜSTEEM „SCREW-IN”

- „SCREW-IN” süsteemi laparoskoopilised maksaelevatorid on kolmest osast koosnevad lahtivõetavad instrumendid, mis on saadaval süsteemi läbimõõduga 5 mm ja 10 mm.

Näide: maksaelevator varre läbimõõduga 5 mm, töö pikkusega 330 mm





Kombinatsioon ja komponendid:

- (1) Maksatõstuki instrumendi sisend
- (2) Toru eemaldatava kinnitusmutteriga. Kinnitusmutrid on valikuliselt saadaval erinevates värvides.
- (3) Käepide, millel on lahti keeratav pöördemehanism maksaelevatori laialilaotamiseks

## KOKKU PANEMINE

⚠ Lõuapidemeid saab kombineerida ainult sama süsteemi läbimõõduga torudega.



	<p>Keerake kinnitusmutter (1) päripäeva käepideme kinnituskeermele ja pingutage see kinni. Hoidke pöördemehhanismi (2) kindlalt käepidemest kinni.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollige pärast kokkupanekut, kas seade töötab korrektselt.</li> <li>2. Pöörake käepideme (1) otsa päripäeva, et avada ventilaator või laotada laiali instrumendi sisestusosa (2). Pöörake käepideme otsa vastupäeva, et sulgeda ventilaator / instrumendi sisestusosa (3).</li> </ol> <p>Vaadake jaotist „Enne iga kasutamist: visuaalne ja funktsionaalne kontroll”.</p>

	<p>Tõmmake kinnitusmutter tagasi toru metallilise silindri peale.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eemaldage käepide torust, pöörates pöördemehhanismi (1) vastupäeva, kuni kuulligend on täielikult nähtav.</li> <li>2. Eemaldage nüüd toru koos instrumendi sisekomponendiga käepideme pallpesast.</li> </ol>

## LAHTI MONTEERIMINE


	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulge ventilaator / instrumendi sisestusosa, pöörates käepideme otsa (1) vastupäeva.</li> <li>2. Hoidke instrumenti toru ja kinnitusmutteri (2) juurest.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hoidke pöörlevat mehhanismi (1) käepideme juurest.</li> <li>2. Keerake toru kinnitusmutter (2) lahti, pöörates seda vastupäeva.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keerake toru vastupäeva lahti instrumendi sisestusosast ja tõmmake instrumendi sisestusosa torust välja (1).</li> <li>2. Avage või laotage laiali lehvik / instrumendi sisend (2).</li> <li>3. Puhastamiseks keerake pöördemehhanism (3) käepidemest täielikult lahti.</li> <li>4. Asetage üksikud komponendid töötlemiseks sobivasse perforeeritud korvi.</li> </ol>
--	---

## PAINUTATAV MAKSAELEVAATOR

- Laparoskoopiline maksaelevator on painutatav, kolmest osast koosnev instrument, mille süsteemi läbimõõt on 10 mm ja töö pikkus 330 mm.

⚠ Maksimaalne koormus maksapidajale on 3 kg (6,5 naela).



### Komponendid:


- (1) Maksatõstuki instrumendi sisend, mida saab laiali tõmmata ja painutada
- (2) Toru
- (3) Käepide kinnitusmutteriga, millel on rihveldatud reguleerimisrattad maksaelevatori instrumendi sisendi laiailaotamiseks ja painutamiseks

### Funktsiooni kirjeldus

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rihveldatud reguleerimisrattast „SPREAD“ (1) kasutatakse lehviku avamiseks vastavalt maksaelevatori instrumendi sisendi laiailaotamiseks.<ol style="list-style-type: none"><li>a) Laiendage lehviku / maksaelevatori instrumendi sisendi, pöörates seda noole „OPEN“ suunas.</li><li>b) Sulge lehvik / maksaelevatori instrumendi sisendi, pöörates seda noole „CLOSE“ suunas.</li></ol></li><li>2. Rihveldatud reguleerimisrattast „LIFT“ (2) kasutatakse maksaelevatori tõstmiseks, kallutamiseks ja langetamiseks.</li></ol>
--	--

- a) Tõstke elevaatori ventilaatorit, pöörates seda noole „UP“ suunas.
- b) Laske elevaatori lehvikku alla, pöörates seda noole „DOWN“ suunas.

### KOKKU PANEMINE



1. Lükake instrumendi sisekorpus (1) torusse (2) ja keerake toru päripidi instrumendi sisekorpusele.
2. Pingutage toru ainult niipalju, et instrumendi sisendi ei saaks kasutamise ajal ise lahti tulla.

②

Sisestage toru koos kokkupandud instrumendi sisendiga käepidemesse.

- Pöörake varre (1), kuni üks lamendatud külg on paralleelne keermestatud soonega (2).
- Veenduge, et käepideme avas (3) asuv juhtnõel liigub torus oleva instrumendi sisendi keermestatud soones (2).

③

- Keerake käepide torule, pöörates rihveldatud reguleerimisrattast „LIFT” suunas „UP”. Veenduge, et toru (1) kinnitustapp on sisestatud käepideme (2) avasse.
- Pingutage toru (3) kinni, keerates rihveldatud reguleerimisrattast „LIFT” veelgi „UP” suunas.

④




- Lükake kinnitusmutter (1) toru peale.
- Keerake kinnitusmutter päripäeva käepideme peale ja pingutage see kinni.


⑤

- Kontrollige pärast kokkupanekut, kas seade töötab korrektselt.
  - Avage ja sulgege ventilaator (1) rihveldatud reguleerimisrattaga „SPREAD”.
  - Tõstke (kallutage) ja langetage ventilaatorit (2) rihveldatud reguleerimisrattaga „LIFT”.

Vaadake jaotist „Funktsioonide kirjeldus”.

## LAHTIMONTEERIMINE

	<p>1. Laske maksa tõstuki ventilaator / instrumendi sisestus (1) alla, kuni see on täiesti sirges asendis. Selleks keerake rihveldatud reguleerimisratast „LIFT” noole „DOWN” suunas.</p> <p>2. Sulge instrumendi sisendi ventilaator (2), pöörates rihveldatud reguleerimisratast „SPREAD” noole „CLOSE” suunas.</p> <p>Vaata jaotist „Funktsiooni kirjeldus”.</p>
	<p>Keerake kinnitusmutter (1) käepidemelt lahti, pöörates seda vastupäeva, ja eemaldage see torust.</p>
	<p>Eemaldage toru koos ventilaatori / instrumendi sisestusega käepidemelt, keerates rihveldatud „LIFT” reguleerimisratast noole „DOWN” suunas, kuni see on võimalik käepidemelt eemaldada.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eraldage toru (1) ventilaatori/instrumendi sisestusosast (2). Selleks hoidke ventilaatori/instrumendi sisestusosa kindlalt kinni ja keerake toru vastupäeva lahti.</li> <li>2. Seejärel eemaldage ventilaator/instrumendi sisendi torust.</li> <li>3. Avage ventilaator/instrumendi sisend puhastamiseks. Selleks hoidke kinni ventilaatori/instrumendi sisendi võlli ja keerake võlli päripäeva, kuni ventilaator/instrumendi sisend on täielikult lahti klappinud/lahti laienenud.</li> <li>4. Asetage üksikud komponendid töötlemiseks sobivasse perforeeritud korvi.</li> </ol>
--	---

## TAASKASUTAMISE JUHEND

- Enne töötlemist tuleb instrument lahti monteerida.
- Instrument tuleb töödelda ühe tunni jooksul pärast kasutamist, et vältida saaste kuivamist.
- Puhastusvahendi valimisel võtke arvesse instrumendi materjali ja omadusi, pesu- ja desinfektsiooniseadme tootja poolt vastavaks kasutuseks soovitatud puhastusvahendit ning Robert Kochi Instituudi ja Saksa Hügieeni- ja Mikrobioloogia Seltsi soovitusi.
- Ärge kasutage fikseerimisaineid.
- Kasutage ainult ettenähtud puhastusvahendeid. Kui kasutate muid puhastusvahendeid, peate need ise valideerima.
- Kasutage korrosioonikaitsega desinfektsioonivahendit.
- Ärge loputage kuuma vee all.
- Ärge kasutage abrasiivseid harju, käsnu ega kraapivaid puhastusvahendeid, kuna pinna kahjustumisel võib tekkida korrosioon.
- Ärge jätke instrumente desinfektsioonivahendisse liiga kauaks. Järgige desinfektsioonivahendi tootja juhiseid.

## Töötlemise piirangud

- Toote kasutusiga sõltub mitmest tegurist, sealhulgas:
  - Kasutuskordade arv ja töötlemistsüklite sagedus
  - Hoolduse, käitlemise ja hoolduse kvaliteet
  - toote otseste märgistuste jätkuv loetavus
- Ärge kasutage kinnitusaineid ega kuuma vett (> 40 °C), kuna see võib põhjustada jääkide kõvenemist ja seega halvendada puhastustulemust.



### Oluline:

- **Plastist käepidemeid ei tohi töödelda vesinikperoksiidiga (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), kuna see võib neid kahjustada.**
- **Instrumentid ei ole mõeldud käsitsi töötlemiseks.**

## Esmane töötlemine kasutuskoahas

- Defektsed instrumentid tuleb märgistada nähtavalt. Need tuleb ka töödelda enne kõrvaldamist või tagastamist.
- Instrumentid tuleb tugev saastus eemaldada kohe pärast kasutamist ühekordse lapiga.
- Eemalda jämedad mustusejäägid külma veega. Tugevalt kinnitunud kangajääkide puhul soovitame kasutada plastharja.
- Loputage õõnsused külma veega.

**Märkus:** Kui külma veega loputamine ei ole võimalik, mähkige instrument niiske riidesse, et jäägid ei kuivaks.

## Transport

- Instrumentid tuleb transportida töötlemiskohta ohutult suletud mahutis/konteineris, et vältida instrumentide kahjustumist ja keskkonna saastumist.

## Käsitsi eelpuhastus

- Enne automaatset puhastamist ja desinfitseerimist on vaja teha käsitsi eelpuhastus, et vältida kirurgiliste jääkide kuivamist.

Puhastamine	Puhastusaine	Annus	pH-väärtus
Enüümne	Johnson & Johnsoni Cidezime	0,8 %	7,8–8,8 (lahjendatud)

1. Asetage instrument 0,8% puhastuslahusega külmaveevanni ja laske sel 5 minutit leotada. Keskkonna saastumise vältimiseks loputage instrument veepinnast allpool.
2. Harjake instrumenti külma vee all, kuni kõik nähtav saaste on eemaldatud.
3. Lahutage instrument nii palju kui võimalik. Vaadake vastavaid lahtivõtmise jaotisi.
4. Harjake instrumenti sise- ja välispinda veevannis ümmarguse harjaga, kuni jääke enam ei ole näha.
5. Kui võimalik, loputage õõnsused, augud ja keermetikud puhastuspüstoliga: >10 sekundit rõhul 3–5 baari.

6. Võtke instrument veevannist välja ja loputage seda külma veega.
7. Asetage instrument kombineeritud puhastus- ja desinfitseerimislahusesse, et vältida jääkide kuivamist.

## Puhastamine ultrahelivannis

Puhastage komponendid täiendavalt ultrahelivannis enne automaatset puhastamist või koos sellega:

Temperatuur	Sagedus	Kestus
40–45 °C	35–45 kHz	10–15 minutit

Pöörake ja liigutage komponente puhastamise ajal ultraheli vannis.

## Automaatne puhastamine ja desinfitseerimine

- Puhastamiseks tuleb instrument lahti monteerida. Eemaldage kaitsekapslid, kui need on olemas.
- Järgige pesu- ja desinfitseerimisvahendi tootja kasutus- ja laadimisjuhiseid.
- Puhastamiseks tuleb avada töteseadme ventilaator / instrumendi sisestused.
- „SCREW-IN” süsteemi maksaelevatorite torud tuleb ühendada sobivate loputusvahenditega, et tagada õõnsuste loputamine.

**Nõuanne:** „SCREW-IN” süsteemi maksaelevatorite torude puhul, mille läbimõõt on 5 ja 10 mm, soovitame automaatseks puhastamiseks kasutada RUDOLF Medicali loputusotsikut Luer-lukuga (REF: RS000-010).

Paigaldamine (1): Keerake loputusotsik (2) päripäeva toru kinnitusmutrisse ja hoidke kinnitusmutrit (1) kindlalt kinni.

Lahtimonteerimine (2): Keerake loputusotsik (2) vastupäeva suunas lahti toru kinnitusmutterist. Hoidke seejuures kinnitusmutterit (1) kindlalt kinni.



- (1) „SCREW-IN” süsteemi toru kinnitusmutteriga
- (2) Luer-Lock-ühendusega loputusotsik

## Puhastusaine aluselise automaatpuhastuse jaoks puhastusseadmes

Puhastamine	Puhastusaine	Annus	pH-väärtus
Aluseline	Dr. Weigerti neodisher® FA	0,5 %	12,2–14 (lahjendatud)

**Pesu- ja desinfektsiooniseade:** Miele G 7735 CD

### Ettevalmistus:

1. Asetage komponendid puhastusseadme MIS-kärul asuvasse perforeeritud alusesse nii, et puhastusaine loputaks läbi kõik sise- ja välispinnad.
2. Kui võimalik, sulgege MIS-sisse lükatava kärü loputusava.
3. Käivitage puhastusprogramm.

Programm	Puhastusaine	Kestus	Temp. °C
1. Eelpesu	Külm kraanivesi	1 minut	Külm
2. Tühjendamine	----	----	----
3. Korduv eelpesu	Külm kraanivesi	3 minutit	Külm
4. Tühjendamine	----	----	----
5. Puhastamine	0,5 % aluseline puhastusaine	5 minutit	55 °C
6. Tühjendamine	----	----	----
7. Neutraliseerimine	Deioniseeritud vesi	2 minutit	----
8. Tühjendamine	----	----	----
9. Loputamine	Deioniseeritud vesi	2 minutit	----
10. Tühjendamine	----	----	----
11. Kuivatamine (kuivatusetapp WD-s)	----	15–25 minutit	90–110 °C
12 Võtke instrument välja kohe pärast WD-programmi lõppu.	----	----	----
13 Vajaduse korral puhastage instrument meditsiinilise suruõhuga, kuni see on kuiv.	----	----	----

## Desinfitseerige

Seade	Desinfektsioonivahend	Temperatuur °C	Hooldusaeg
Getinge 88 seeria	Deioniseeritud vesi	90 + 3 °C	≥ 5 minutit

## HOOLDUS, KONTROLL JA ÜLEVAATUS

- Pärast puhastamist ja desinfitseerimist tuleb instrumendid läbi vaadata ja kontrollida nende töökindlust. Instrumendid peavad olema makroskoopiliselt puhtad (ilma nähtavate jääkideta). Erilist tähelepanu tuleb pöörata piludele, klappidele, lukkudele ja muudele raskesti ligipääsetavatele kohtadele. Vaadake ka jaotist „Enne iga kasutamist: visuaalne ja funktsionaalne kontroll”.
- Kui saastejäägid/vedelikud on endiselt nähtavad, tuleb puhastamine ja desinfitseerimine korrata.
- Pärast iga puhastamist ja enne steriliseerimist tuleb liikuvad osad õlitada ja hooldada silikoonivaba, bioloogiliselt sobiva meditsiinilise valge õliga.
- Enne steriliseerimist tuleb instrument kokku panna ja kontrollida selle töökindlust, kulumist ja kahjustusi (praod, rooste) ning vajaduse korral asendada.
- Defektseid tooteid peavad olema läbinud kogu töötlemisprotsessi enne tagastamist remonti või kaebuse esitamist.

## PAKENDAMINE

- Instrumentide standardile vastav pakendamine steriliseerimiseks toimub vastavalt standarditele DIN EN ISO 11607 ja DIN EN 868.
- Üksikpakendite puhul tuleb tagada, et need oleksid piisavalt suured, et mahutada toodet ilma, et see tekitaks pinget sulgemisõmblusele või rebiks pakendit. Otsad ja teravad servad ei tohi steriliseerimispakendit läbi torkida.

## STERILISEERIMINE

- Steriliseerimiseks peavad instrumendid olema kokku pandud, kuid steriliseeritakse avatud olekus. Vaadake vastavaid kokkupaneku jaotisi
- Aurusteriliseerimine on valideeritud MMM Groupi sterilisaatoriga Selectomat S 3000 ja Fisher Scientificu sterilisaatoriga Varioclav 400 E. Sterilisaatorid on valideeritud vastavalt standarditele DIN EN 13060 ja DIN EN 285.
- Järgige sterilisaatori tootja juhiseid.
- Paigutage instrumendid sterilisaatorisse nii, et need üksteist ei puudutaks ja aur saaks vabalt ringleda.

Kolmekordne fraksioneeritud eeltõmbe, aurusteriliseerimine:

Steriliseerimistemperatuur	Minimaalne hoidmisaeg	Rõhk	Kuivamisaeg
134 °C – 137 °C	3–5 minutit	3 bar 44 psi	Vähemalt 10 minutit

## LAOHOID

- Hoidke steriliseeritud instrumente bakterivaeses, kuivas, puhtas ja tolmuvabas keskkonnas, soovitatavalt steriilsetes mahutites.
- Hoidke steriilseid konteinerid puhtas ja kuivas keskkonnas, kus niiskustaset kontrollitakse toatemperatuuril.
- Ärge hoidke steriilseid konteinerid agressiivsete ainete, nagu alkoholi, hapete, aluste, lahustite ja desinfektsioonivahendite läheduses.
- Kaitse instrumente otsese valguse eest.

## TEAVE TAASKASUTAMISE VALIDEERIMISE KOHTA

Valideerimisel kasutati järgmisi tööriistu ja seadmeid:

Eelpuhastus	Johnson & Johnsoni Cidezyme
Aluseline puhastusaine masinpuhastuseks	Dr. Weigert'i neodisher® FA
Puhastusseade	Miele G 7735 CD
Desinfektsiooniseade	Getinge 88 seeria
Steriliseerimiseseade	– MMM Groupi Selectomat S 3000 – Fisher Scientifici Varioclaov 400 E
Steriliseerimisaine	Niiske kuumus

## LISAMÄRKUSED

- Kui eespool kirjeldatud vahendeid ja seadmeid ei ole saadaval, on kasutaja kohustuseks oma protsess vastavalt valideerida.

## KÄITLEMINE

- Tooteid tohib nõuetekohaselt kõrvaldada alles pärast edukat puhastamist ja desinfitseerimist.
- Toote või selle komponentide kõrvaldamisel või ringlussevõtul tuleb järgida riiklikke eeskirju ja haigla juhiseid.
- Olge ettevaatlik teravate otsade ja löike servadega. Kasutage sobivaid kaitsekorki või -anumaid, et kaitsta kolmandaid isikuid vigastuste eest.

## REMONT JA TAGASTAMINE

- Ärge kunagi tehke remonti ise. Hooldust ja remonti tohib teha ainult koolitatud ja kvalifitseeritud isikud. Kui teil on sellega seoses küsimusi, võtke ühendust RUDOLF Medicaliga või oma meditsiinitehnikaosakonnaga.
- Defektsed tooted peavad olema läbinud kogu töötlemisprotsessi enne tagastamist remonti või kaebuse esitamist.












## PROBLEEMID / SÜNDMUSED

- Kasutaja peab kõik RUDOLF Medicali toodetega seotud probleemidest teatama vastavale turustajale.
- Toodetega seotud tõsiste juhtumite korral peab kasutaja neist teatama tootjale RUDOLF Medicalile ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja elab.

## GARANTII

- Instrumendid on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja läbivad enne tarnimist range kvaliteedikontrolli. Kui esineb kõrvalekaldeid, palun võtke ühendust RUDOLF Medicaliga.

## SÜMBOLID

	Vaadake kasutusjuhendit
	Partii kood
	Artikli nr
	Kogus pakendis
	Mitte-steriilne
	Hoiatus
	Tootja
	Valmistamiskuupäev
	CE-märkis vastavalt meditsiiniseadmete määrusele (EL) 2017/745 (MDR) koos teavitatud asutuse identifitseerimisnumbriga
	Määrige silikoonivaba, bioloogiliselt sobiva meditsiinilise valge õliga, mis on heaks kiidetud aurusteriliseerimiseks.
	Meditsiiniseade