


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA (LV)

PUSCIETAS UN ELASTĪGAS BIOPSIJAS PINCĒS, SATVERŠANAS PINCĒS, ŠĶĒRES UN ELASTĪGS AKMEŅU EKSTRAKTORS



RUDOLF Medical GmbH + Co KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Vācija
Tālrunis +49 7463 9956-0
Fakss +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com

D0819 / Rev E / ACR00574 / 2026-03-19



LŪDZU IZLASIET PRIEŠ PĀRSTRĀDĀJOT UN GLABĀJIET DROŠĀ VIETĀ

PRODUKTS

Šīs lietošanas instrukcijas attiecas uz RUDOLF Medical puscietajam un elastīgajām biopsijas kņablēm, satveršanas kņablēm, šķērēm un elastīgo akmeņu ekstraktoru.

Jūs esat saņēmis augstas kvalitātes produktu, kura pareiza apstrāde un lietošana ir aprakstīta zemāk. Instrumenti tiek izmantoti uroloģijā, nefroskopijā un histeroskopijā.

Tikai profesionālai lietošanai: Instrumenti ir paredzēti lietošanai tikai profesionāliem lietotājiem (ķirurgiem, operāciju zāles medmāsām, medicīnas ierīču pārstrādes tehniķiem).

Pacientu populācija: nav ierobežojumu attiecībā uz pacientu populāciju. Medicīnas speciālists pēc saviem ieskatiem un pieredzes var izlemt, vai ieguvums pārsniedz risku konkrētajā populācijā.



RUDOLF Medical instrumenti tiek piegādāti nesterilizēti, un tie ir jāiztīra, jādezinficē un jāsterilizē pirms pirmās lietošanas reizes un tūlīt pēc katras lietošanas reizes. Iepriekš ir jāņem vērā aizsargvāciņi un transporta iepakojums.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Puscietajam un elastīgajām biopsijas kņablēm, satveršanas kņablēm, šķērēm un elastīgajiem akmeņu izņemšanas instrumentiem ir paredzēti biopsiju vai akmeņu griešanu, satveršanu un izņemšanu endoskopiskajā ginekoloģijā/uroloģijā.

KONTRINDIKĀCIJAS

Medicīnas ierīces nav paredzētas lietošanai centrālajā nervu un asinsrites sistēmā.



BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA

- Nepareiza lietošana un pārslodze, kas rodas no griešanas/pacelšanas, var izraisīt lūzumus un neatgriezenisku deformāciju.
- Nepieskarieties satveršanas kņabļu mandreļam ar mandreli, jo pastāv traumas un infekcijas risks.
- Nelietojiet metāla birstes vai abrazīvus līdzekļus, jo tie var bojāt virsmu, kas var izraisīt koroziju.
- Pirms klīniskas lietošanas lietotājam ir jāpārbauda instrumentu droša kombinējamība savā starpā vai ar implantiem.
- Rūpīgi rīkojieties ar asiem galiem un griezīgām malām, jo pastāv traumu risks.
- Pacientiem ar neārstējamām infekcijām, piemēram, CJD (Creutzfeldt-Jakob slimība), hepatītu, HIV, iespējamām šo infekciju variācijām vai iespējamām infekcijām, jāpiemēro attiecīgie valsts noteikumi par medicīnas ierīču iznīcināšanu un pārstrādi.
- Nekad neatstājiet instrumentus pārāk ilgi dezinfekcijas šķidrums. Ievērojiet dezinfekcijas šķidruma ražotāja norādījumus.
- Automātiskā tīrīšana/dezinfekcija ir jāuzskata par labāku nekā manuāla tīrīšana/dezinfekcija, jo automātiskos procesus var standartizēt, reproducēt un tādējādi validēt.

PIRMS KATRA LIETOŠANAS REIZES: VIZUĀLA UN FUNKCIJAS PĀRBAUDE

Pārbaudiet šādus aspektus:

- Ārējie bojājumi (piemēram, deformēta apvalka, ieplēsumi, šķautnes, plaisas vai asas malas)
- Pincetes žokļiem jāatveras un jāaizveras vienmērīgi un pareizi, nepiemērojot pārāk lielu spēku.
- Pareiza darbība
- Tīrīšanas līdzekļa vai dezinfekcijas līdzekļa atliekas

LIETOŠANA

Pincetes ievietošana

Ievietojiet instrumentu ar aizvērtām žoklēm instrumentu kanālā šādi:

1. Pārliecinieties, ka izmantotais instruments atbilst instrumentu kanāla diametram.
2. Darbiniet rokturi, lai aizvērtu knaibles žokļus, un ievietojiet instrumentu endoskopā ar aizvērtām žokļiem.
3. Ievietojot instrumentu instrumentu kanālā, turiet to pēc iespējas vairāk ass virzienā.
4. Pirms ievietojat pinceti instrumentu kanālā, satveriet instrumentu aptuveni 3 cm priekšā no žokļa/darba gala. Lēnām un uzmanīgi virziet pinceti uz priekšu ar aizvērtu žokli, līdz pincete ir skaidri redzama.
5. Ievietojot instrumentu instrumentu kanālā, stingri turiet rokturi.

⚠ Neievietojiet instrumentu, ja jūtat pretestību, un nekad nepiespiediet instrumentu uz priekšu pēkšņi. Pretējā gadījumā instruments un/vai endoskops var tikt bojāts. Tas var izraisīt arī pacienta traumas, piemēram, perforācijas, asiņošanu vai gļotādas bojājumus.

Audu paraugu vai svešķermeņu izņemšana ar pinceti

1. Vadiet pinceti uz vietu, kur jāizņem paraugs vai svešķermenis.
2. Atveriet knaibles un satveriet izņemamo audu vai objektu.

⚠ Neiespiežiet instrumentu pārāk stingri audos, jo tas var izraisīt pacienta traumas, piemēram, perforācijas, asiņošanu vai gļotādas bojājumus.

Audu griešana vai šūšana ar šķērēm

1. Vadiet instrumentu uz vietu, kur jāgriež audi vai jāšuj.
2. Atveriet un aizveriet instrumentu, lai grieztu un atdalītu audu vai šūtu.

⚠ Nespiediet šķēres pārāk stipri pret audiem, jo tas var izraisīt pacienta traumas, piemēram, perforācijas, asiņošanu vai gļotādas traumas.

Audu vai svešķermeņu izņemšana ar akmens izvilkātāju

1. Vadiet grozu uz vietu, kur jāizņem audi vai svešķermenis.
1. Atveriet grozu, pabīdot uz priekšu slideri uz roktura.
2. Satveriet izņemamo audu vai svešķermeni.
3. Uzmanīgi aizveriet grozu, velkot slideri uz roktura uz sevi.

⚠ Neiespiežiet akmens ekstraktoru pārāk stingri audos, jo tas var izraisīt pacienta traumas, piemēram, perforācijas, asiņošanu vai gļotādas traumas.

Instrumenta izvilkšana no instrumentu kanāla


1. Darbiniet rokturi, lai aizvērtu instrumenta žokļus.
2. Kad instruments ir aizvērtas, lēnām un uzmanīgi izvelciet to no instrumentu kanāla.




- Rīkojieties uzmanīgi, izņemot instrumentu. Pretējā gadījumā var izplūst asinis, gļotas un citas sekrēcijas, kas var radīt infekcijas risku.
- Ja jūtat pretestību, samaziniet lieces leņķi, līdz instrumentu var viegli izvilkt. Ja instrumentu izvelk ar spēku, tas un/vai endoskops var tikt bojāts. Ja instrumentu vairs nevar pilnībā aizvērt, izņemiet endoskopu kopā ar instrumentu.
- Pārliecinieties, ka nav palicis infekciozs materiāls, pretējā gadījumā pastāv infekcijas risks pacientam un lietotājam.

BIOPSIJAS KNAIBLES, SATVERŠANAS KNAIBLES, ŠĶĒRES

1. Atveriet skrūvi (1) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un izņemiet to (2).
2. Pagrieziet rievoto uzgali no roktura (1) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.




3. Noņemiet ar īkšķi darbināmo rokturi (2) un izvelciet instrumenta ieliktni no roktura (3).



BIOPSIJAS PINCĒS, SATVERŠANAS PINCĒS, ŠĶĒRES

1. Ievietojiet instrumenta ieliktni (1) priekšējā roktura atvērumā un uzskrūvējiet rievoto uzgali pulksteņrādītāja virzienā (2).
2. Pirms skrūves pievilkšanas novietojiet darba galu (3).
3. Ievietojiet ar īkšķi darbināmo rokturi (4) ar dakšu instrumenta ieliktna rievās (5) un skrūves fiksatorā (6).



4. Pieskrūvējiet skrūvi uz roktura pulksteņrādītāja virzienā.



ATKĀRTOTAS APSTRĀDES NORĀDĪJUMI

Ierobežojumi

- Produkta kalpošanas ilgumu ietekmē vairāki faktori, tostarp:
 - Lietošanas reižu skaits un pārstrādes ciklu biežums
 - Kopšanas, apstrādes un uzturēšanas kvalitāte
 - Jebkādu tiešu produkta marķējumu ilgstoša salasāmība
- Nelietojiet fiksējošus līdzekļus vai karstu ūdeni ($> 40^{\circ}\text{C}$), jo tas var izraisīt atlieku sacietēšanu un tādējādi pasliktināt tīrīšanas rezultātu. Tīrīšanas līdzekļiem nedrīkst būt aldehīdu.

⚠ Ja akmens ekstraktors nav bojāts un tiek pienācīgi kopts, to var atkārtoti izmantot līdz 60 reizēm. Par jebkādu turpmāku izmantošanu atbildīgs ir lietotājs. Bojātu un/vai piesārņotu instrumentu izmantošana var izraisīt traumas pacientam un lietotājam.

Materiāla izturība

Izvēloties tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, pārlicinieties, ka tie nesatur šādas sastāvdaļas:

- Spēcīgas organiskās, minerālās un oksidējošās skābes (minimālais pieļaujamais pH līmenis 5,5)
- Spēcīgi sārmains šķīdums (maksimāli pieļaujamā pH vērtība 11, ieteicams izmantot neitrālu/enzimātisku vai viegli sārmains tīrīšanas līdzekli)
- Organiskie šķīdinātāji (piemēram, ēteri, ketoni, benzoli), fluorēti spirti
- Oksidējošas vielas (piemēram, ūdeņraža peroksīdi)
- Halogēnus (hloru, jodu, bromu)
- Aromātiskie/halogēnētie ogļūdeņraži
- Formamīds
- Trichloretilēns/perchloretilēns

Sākotnējā apstrāde lietošanas vietā

- Defektīvi instrumenti ir jāmarķē kā tādi. Tie ir jāpārstrādā pirms iznīcināšanas vai atgriešanas.
- Instrumenti jāpārstrādā viena stunda pēc lietošanas, lai novērstu piesārņojuma nozūšanu.
- Smagu piesārņojumu uz instrumenta jānoņem nekavējoties pēc lietošanas ar vienreizlietojamu drānu.

Pārvadāšana

- Instrumentu droša transportēšana uz pārstrādes vietu jāveic slēgtā traukā/konteinera sistēmā, lai izvairītos no instrumentu bojājumiem un vides piesārņojuma.

Sagatavošanās pirms tīrīšanas

- Pārstrādei pincetes un šķēres ir jāizjauc. Skatīt sadaļu „Biopsijas pincetes, satveršanas pincetes un šķēres izjaukšana”.

Manuālā priekšattīrīšana


- Ievērojiet ražotāja norādījumus par tīrīšanas līdzekli (koncentrācija, temperatūra un ultraskaņas apstrādes laiks).

Pincetes un šķēres manuāla priekšapstrāde

1. Iemērciet instrumentu tīrīšanas šķīdumā un noņemiet visus redzamus netīrumus uz žokļu ārējās virsmas, izmantojot tīru, mīkstu suku, kas tiek izmantota tikai šim nolūkam. Nelietojiet tērauda vati vai metāla suku.
2. Atveriet un aizveriet instrumenta žokļus, kas iegremdēti tīrīšanas šķīdumā, vismaz trīs reizes.
3. Izjauciet pinceti un šķēres. Skatīt sadaļu „Biopsijas pincetes, satveršanas pincetes un šķēru izjaukšana”.
4. Ievietojiet instrumentus ar atvērtām žoklēm un rokturi tieši ultraskaņas vannā, kas piepildīta ar tīrīšanas šķīdumu (ilgums, koncentrācija un ultraskaņas iedarbības laiks saskaņā ar ražotāja norādījumiem).
5. Pēc tam instrumentus vismaz vienu minūti skalojiet zem tekoša ūdens: temperatūra $< 35^{\circ}\text{C}$ / 95°F .

Akmens ekstrakcijas instrumenta manuāla iepriekšēja tīrīšana

- 1. Iemērciet akmens ekstraktoru tīrīšanas šķīdumā un noņemiet visus redzamus netīrumus, izmantojot tīru, mīkstu suku, kas tiek izmantota tikai šim nolūkam. Nelietojiet tērauda vati vai metāla suku.
- 2. Atveriet un aizveriet akmens ekstraktora darba galu (1), kas iegremdēts tīrīšanas šķīdumā, vismaz trīs reizes.
- 3. Ievietojiet akmens ekstraktoru (ne mazāk kā Ø 20 cm) ar atvērtu darba galu tieši ultraskaņas vannā, kas piepildīta ar tīrīšanas šķīdumu (ilgums un koncentrācija, kā arī ultraskaņas apstrādes laiks saskaņā ar ražotāja norādījumiem).



Tīrīšanas līdzeklis manuālai iepriekšējai tīrīšanai ultraskaņas vannā

Procesa veids	Tīrīšanas līdzeklis	pH vērtība	Ražotājs
Enzīmatisks	0,2 % neodisher® MediZym	8,2	Dr. Weigert

Automātiska tīrīšana un dezinfekcija

- Instrumentus tīriet un dezinficējat tikai piemērotās mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtās (WD) un ar procedūru/programmu, kas apstiprināta WD un ķirurģiskajiem instrumentiem (EN ISO 15883).
- Jāievēro WD ražotāju ekspluatācijas un iekraušanas instrukcijas.
- Izvēloties tīrīšanas līdzekli, ņemiet vērā instrumenta materiālu un īpašības, WD ražotāja ieteiktos tīrīšanas līdzekļus attiecīgajai lietošanai un attiecīgos Robert Koch institūta (RKI) un Vācijas Higienas un mikrobioloģijas biedrības (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, DGHM) ieteikumus.

Tīrīšanas līdzekļi mašīnu tīrīšanai WD

Procesa veids	Tīrīšanas līdzeklis	pH vērtība	Ražotājs
Enzīmu	0,2 % neodisher® MediZym	8,2	Dr. Weigert

Procedūra

- 1. Ievietojiet izjauktos pincetes un šķēres ar atvērtām žoklēm vai akmens izvilkēju (ne mazāku par Ø 20 cm) ar darba galu izstieptu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā. Pārliecinieties, ka instrumenti nesaskaras viens ar otru.
- 2. Ievietojiet rokturu daļas mazā detaļu grozā mazgāšanas/dezinfekcijas iekārtā.
- 3. Uzsāciet programmu.
- 4. Pēc programmas beigām izņemiet instrumentus.

Automātiska tīrīšanas programma ar termisko dezinfekciju WD, izmantojot fermentatīvo procesu

Process	Reaktīvi	Laiks / min	T / °C
Priekšattīrīšana	Dejonizēts ūdens	5	< 25 °C
Notecināšana	---	---	---
Tīrīšana	Dejonizēts ūdens Enzīmu tīrīšanas līdzeklis (1)	5	40
Notecināšana	---	---	---
Drenāža	---	---	---
Skalojums (2)	Dejonizēts ūdens	3	Auksts
Notecināšana	---	---	---
Dezinfekcija (3)	Dejonizēts ūdens	10	> 90
Žāvēšana (4)	---	> 20	Maks. 93

- (1) Ieteicamās koncentrācijas maisījumam ir norādītas tīrīšanas līdzekļa datu lapā.
- (2) Piezīme: skalošanai izmantojiet tikai sterilu (maks. 10 baktērijas/ml) un zemu endotoksīnu saturu (maks. 0,25 endotoksīnu vienības/ml) ūdeni.
- (3) Mehāniskai termiskai dezinfekcijai ievērojiet valsts prasības attiecībā uz A0 vērtību no ISO 15883-1 (A0 = 3000).
- (4) Ja nepieciešams, var veikt arī manuālu žāvēšanu, izmantojot neplūstošu audumu. Instrumentu dobumus žāvējiet ar sterilu saspiestu gaisu.

APKOPE, KONTROLE UN PĀRBAUDE

- Nedrīkst izmantot instrumentu eļļas un smērvielas.
- Pēc tīrīšanas un dezinfekcijas instrumentiem jāveic vizuāla un funkcionāla pārbaude. Instrumentiem jābūt makroskopiski tīriem (bez redzamiem atliekiem). Īpaša uzmanība jāpievērš spraugām, rievām, savienojumiem un citām grūti pieejamām vietām.
- Ja atliekas/šķidrums joprojām ir redzami, tīrīšanas un dezinfekcijas process ir jāatkārto.
- Pirms sterilizācijas instruments ir jāsamontē un jāpārbauda tā darbība, nolietojums un bojājumi (plaisas, rūsas), un, ja nepieciešams, jānomaina. Skatīt sadaļu „Biopsijas kņabīles, satveršanas kņabīles, šķēres montāža”.
- Defektīviem produktiem ir jāiziet viss pārstrādes process, pirms tos nosūta remontam vai sūdzības iesniegšanai.
- Skatīt arī šo instrukciju sadaļu „Pirms katras lietošanas reizes: vizuāla un funkcionāla pārbaude”.

IEPAKOŠANA

- Instrumentu standartizēta iepakojšana sterilizācijai tiek veikta saskaņā ar DIN EN ISO 11607 un DIN EN 868.
- Individuāla iepakojuma gadījumā pārliecinieties, ka iepakojums ir pietiekami liels, lai ietilptu produkts, neradot spiedi uz iepakojuma šuves vai to nesaplacinot. Asie gali un malas nedrīkst perforēt sterilizācijas iepakojumu.

STERILIZĀCIJA

- Sterilizatori ir validēti saskaņā ar DIN EN 13060 un DIN EN 285.
- Tvaika sterilizācijas process (frakcionēts vakuuma process) ir validēts saskaņā ar DIN EN ISO 17665-1
- Nedrīkst izmantot šādas sterilizācijas procedūras: ātrā sterilizācija, karstā gaisa sterilizācija, staru sterilizācija, formaldehīda vai etilēna oksīda sterilizācija un plazmas sterilizācija.

Sterilizācijas temperatūra	Minimālais turēšanas laiks	Žāvēšanas laiks
132 °C (270 °F) – 134 °C (273 °F)	5 minūtes	Vismaz 20 minūtes
121 °C (250 °F)	20 minūtes	Vismaz 20 minūtes

Jāievēro ražotāja norādījumi par sterilizācijas ierīci.

UZGLABĀŠANA

- Sterilizētos instrumentus uzglabājiet zemas mikrobioloģiskās slodzes, sausā, tīrā un putekļiem nepieejamā vidē istabas temperatūrā.

INFORMĀCIJA PAR PĀRSTRĀDES VALIDĀCIJU

Validācijā tika izmantoti šādi instrumenti un iekārtas:

Manuāla iepriekšēja tīrīšana ultraskaņas vannā	• Tīrīšanas līdzeklis: 0,2 % neodisher® MediZym no Dr. Weigert, fermentatīvs, pH vērtība: 8,2 • Ultraskaņas vannā
Automātiska tīrīšana un dezinfekcija	• Termiskā dezinfekcija • Tīrīšanas līdzeklis: 0,2 % neodisher® MediZym no Dr. Weigert, fermentu saturošs, pH vērtība: 8,2
Mazgājamā mašīna / dezinfekcijas iekārta	Miele G 7836 CD
Sterilizācija	• Tvaika sterilizācija 1: trīskāršs priekšvakuums; 132 °C/134 °C • Sterilizators 1: ZIRBUS tehnoloģija HST 6x6x6 • Tvaika sterilizācija 2: trīskāršs priekšvakuums; 121 °C • Sterilizators 2: MMM Euro-Selectomat

PAPILDUS PIEZĪMES

- Ja norādītie tīrīšanas līdzekļi un iekārtas nav pieejamas, lietotājam ir jāapstiprina to process.

UTILIZĀCIJA

- Produkti jāiznīcina atbilstoši tikai pēc to pienācīgas tīrīšanas un dezinfekcijas.
- Produkta/komponentu iznīcināšanā vai pārstrādē ievērojiet valsts noteikumus un piemērojamos slimnīcas vadlīnijas.
- Esiet uzmanīgi ar asiem galiem un griezīgām malām. Lietojiet piemērotus aizsargvāciņus vai konteinerus, lai novērstu trešo personu ievainojumus.

REMONTS UN ATGRIEŠANA

- Nekad neveiciet remontu paši. Servisēšanu un remontu drīkst veikt tikai apmācītas un kvalificētas personas. Ja Jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar RUDOLF Medical, savu izplatītāju vai medicīnas tehnoloģiju nodaļu.
- Defektīviem produktiem pirms atgriešanas remontam vai sūdzības iesniegšanai ir jābūt izgājušiem visu pārstrādes procesu.

PROBLĒMAS / NOTIKUMI

- Lietotājam jāziņo par visām problēmām ar RUDOLF Medical produktiem savam izplatītājam.
- Nopietnu incidentu gadījumā ar produktiem lietotājam par tiem jāziņo RUDOLF Medical kā ražotājam un kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā lietotājs dzīvo.

GARANTĪJA

- Instrumenti ir izgatavoti no augstas kvalitātes materiāliem un pirms piegādes tiek pakļauti stingrai kvalitātes kontrolei. Ja ir kādas neatbilstības, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju vai RUDOLF Medical.

ATKĀRTOTA APSTRĀDE – PIEMĒROJAMIE STANDARTI

- AAMI/ANSI ST77: Ierīces atkārtoti lietojamu medicīnas ierīču sterilizācijai
- *Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten* (Higiēnas prasības medicīnas ierīču pārstrādei), statuss: 10/2012, KRINKO/RKI/BfArM
- DIN EN 285: Sterilizācija – Tvaika sterilizatori – Lielie sterilizatori
- DIN EN 868-8: Iepakojums galīgi sterilizētiem medicīnas ierīcēm – 8. daļa: Atkārtoti lietojami sterilizācijas konteineri tvaika sterilizatoriem, kas atbilst EN 285 – Prasības un testēšanas metodes
- DIN EN ISO 11607: Iepakojums galīgi sterilizētiem medicīnas ierīcēm
- DIN EN 13060: Sterilizatori medicīniskiem nolūkiem – Mazie tvaika sterilizatori – Prasības un testēšana
- DIN EN ISO 15883-1: Mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtas – 1. daļa: Vispārīgās prasības, termini un definīcijas, kā arī testēšana
- DIN EN ISO 17664: Veselības aprūpes produktu apstrāde – Informācija, kas jāsniedz medicīnas ierīču ražotājam par medicīnas ierīču apstrādi
- ISO 17665: Veselības aprūpes produktu sterilizācija – Mitr karstums – Prasības medicīnas ierīču sterilizācijas procesa izstrādei, validācijai un rutīniskai kontrolei
- Medicīnisko ierīču pakalpojumi – tvaika sterilizācijai: Ziņojumi Nr. 146159-10 un Nr. 052360-10
- Medicīnisko ierīču pakalpojumi – automatizētai tīrīšanai: ziņojumi Nr. 146158-10-A, Nr. 146158-10-B, Nr. 146158-10-C

SIMBOLI

	Skatīt lietošanas instrukcijas
	Partijas kods
	Preces numurs
	Skaits iepakojumā
	Nesterils
	Uzmanību
	Ražotājs
	Ražošanas datums
	CE marķējums saskaņā ar Regulu (ES) 2017/745 par medicīnas ierīcēm (MDR) ar paziņotās iestādes identifikācijas numuru
	Saglabāt sausā vietā
	Sargāt no saules stariem
	Medicīnas ierīce